



WEYERGANS

future health

RIDULYSE: FALTENLIFTING MIT DER NADEL-ELEKTRODE


RIDUSTAR

ELECTRO ANTI WRINKLE SYSTEM

Elektro Facial

Selbst Mimikfalten lassen sich durch Tonisierung der beteiligten Muskulatur nachhaltig zurückdrängen.

Even wrinkles caused by facial expression can be permanently removed by toning the relevant muscles.



Einsatzgebiete: Zur Faltenbehandlung im Gesichts-, Hals- und Dekolletébereich. Facial Contouring und zur Verbesserung der Mimik. Für profilierte behandelnde Anti Aging- und Gesundheitscenter, Kosmetik-Institute und Spezialpraxen.

Technische Daten: 230 V / 50 - 60 Hz, Aufnahmeleistung 18 W, 8 bit Mikroprozessor, 4 Kanäle, über praktische Fernbedienung gesamt und einzeln justierbar, Fuß-Pedal für Start und Stop. Verschiedene Behandlungsprogramme für Ridulyse: Faltenlifting mit der Nadelelektrode, Isolyse: facial contouring und Myotonisierung mit Flächenelektroden, Drainage: Vorbereitung zur Ridulyse und Iontophorese mit Stabelektroden. Update tauglich. Größe: 430 x 120 x 350 mm (BHT). Stabiles Kunststoffgehäuse (ABS). Farbe: blau / grau. Inkl. komplettem Zubehör.

Ridulyse bedeutet spontan sichtbare Faltenhebung schon während der ersten Behandlung. Langanhaltende Wirkung durch Fibrogenese. Eine sehr lukrative Anwendung. Zusatznutzen durch vollautomatische Isolyse = Myotonisierung und Verbesserung der Mimik; hier keine Personalbindung. Zukunftssicherer Stand der Technik durch Update-Fähigkeit des Mikroprozessors! Schnelle Amortisation.

Ridustar: Top im Geschäft durch »Lifting ohne Skalpell«


Herstellung und Vertrieb:

Weyergans High Care AG
An Gut Boisdorf 8 · D-52355 Düren

Tel. +49-(0)24 21-96 78-0

Fax +49-(0)24 21-96 78-20

info@high-care.de · www.weyergans.de



Das Faltenlifting mit der Nadelelektrode führt zu spontan sichtbaren Ergebnissen. Durch natürliche Fibrogenese werden die Resultate dauerhaft.

Wrinkle lifting with the needle electrode leads to immediately visible results. The effects are long-lasting due to natural fibrogenesis.



WEYERGANS

future health

RIDULYSIS: WRINKLE LIFTING WITH NEEDLE ELECTRODE

RIDUSTAR

ELECTRO ANTI WRINKLE SYSTEM



Electro Facial

Isolysis (facial contouring and myotonology) is easy to carry out, takes place automatically and does not occupy staff.

Die Isolyse (Facial Contouring und Myotonisierung) ist einfach durchzuführen, findet vollautomatisch statt und bindet kein Personal.



Areas of use: For the treatment of wrinkles on the face, neck and décolleté. Facial contouring and improvement of facial expression. For prestigious anti-ageing and health centres, cosmetic institutes and special practices.

Technical data: 230 Volt / 50 - 60 Hz, capacity 18 W, 8 bit microprocessor, 4 channels adjustable as a whole or individually via practical remote control, foot pedal for start and stop. Different treatment programmes for ridulysis: wrinkle lifting with needle electrode, isolysis: facial contouring and myotonology with surface electrodes, drainage: preparation for ridulysis and iontophoresis with rod electrodes. Can be updated. Dimensions: 430 x 120 x 350 mm (WHD). Robust plastic casing. Colour: blue / grey. Complete with accessories.

Ridulysis means noticeably reducing wrinkles during the very first treatment. Long-lasting effect due to fibrogenesis. A very lucrative application. Additional benefits through fully automatic isolysis = myotonology and improvement of facial expression; no supervision necessary. Future-oriented state-of-the-art technology as the microprocessor can be updated! Fast amortisation.

Ridustar:

The big business of »lifting without surgery«

Production and sales:

Weyergans High Care AG
An Gut Boisdorf 8 · D-52355 Dueren
Tel. +49-(0) 24 21-96 78-0
Fax +49-(0) 24 21-96 78-20
info@high-care.de · www.weyergans.com



Non-invasive wrinkle lifting has a huge potential in the anti-ageing field and ensures high profits. Complete accessories for placing several needle electrodes at the same time, the handpieces for iontophoresis and preparation and the possibility of updating the microprocessor make the Ridustar a worthwhile, secure investment.

Das nicht-invasive Faltenlifting hat im Anti-Aging Bereich ein großes Potenzial und bietet hohe Gewinne. Komplettes Zubehör für die Platzierung mehrerer Nadel-elektroden gleichzeitig, die Handstücke für Iontophorese und Vorbereitung sowie die Update-Fähigkeit des Mikroprozessors machen den Ridustar zur lohnenden und zukunftssicheren Investition.

