



WEYERGANS

future health

LIFTEN, STRAFFEN UND TONISIEREN MIT ULTRASCHALL



SONO STYLER®

Ultraschall Behandlungsgerät

Einsatzgebiete: Gesicht, Büste und Körper. Für Gesundheitscentren, Praxen für physikalische Therapie und Kosmetik-Institute. Anti-Aging, Regeneration, Gewebestraffung und Spezialbehandlungen. Besonders Akne, Striae, Cellulite und Body-Contouring (z. B. hängende Bauchdecke). Auch zur Sonophorese.

Technische Daten: 230 Volt / 180 Watt. Intensität: 0 - 3 Watt / cm² stufenlos regelbar. 1 MHz. Wahlweise Dauer- oder Impulsschall (1:5 und 1:10). Behandlungsköpfe wahlweise 2,5 cm² oder 5 cm². Subaquale Behandlung möglich. Zeitschaltuhr. Größe: 430 x 185 x 350 mm (BHT). Stabiles Kunststoffgehäuse (ABS). Farbe: blau / grau.

Ultraschall Behandlung:
Eine bewährte, gut wirksame Anwendung,
die schnell und einfach erlernbar ist.

Ultrasound treatment:
A tried and tested, highly effective application
which can be learnt quickly and easily.



Bewährte, gut wirksame Behandlungsmethode. Schnell und einfach zu erlernen. Inkl. ausführlichem Anwenderhandbuch. Hoher Zusatznutzen durch breites Anwendungsgebiet. Baustein der Differenzierten Cellulite Behandlung (DCB). Gut zu kombinieren mit vielen anderen Anwendungen.

SONO STYLER: Tiefenwirkung für Haut und Dienstleistung


Herstellung und Vertrieb:

Weyergans High Care AG
An Gut Boisdorf 8 · D-52355 Düren
Tel. +49-(0)24 21-96 78-0
Fax +49-(0)24 21-96 78-20
info@high-care.de · www.weyergans.de



Die Sonophorese reiner Seren, Aktive Stoffe und Anti-Aging Produkte erweitern das Dienstleistungsangebot jeder Einrichtung.

Sonophoresing pure serum, active substances and anti-ageing products increases the service offer of any institute.



Überzeugende Ergebnisse in der Gewebestraffung bei Cellulite, optimal für nicht-invasives Body-Contouring.
Convincing results in tissue firming for cellulite, optimal for non-invasive body contouring.



WEYERGANS

future health

LIFTING, FIRMING AND TONING WITH ULTRASOUND



SONO STYLER®

Ultrasound Treatment Device

Areas of use: Face, bust and body. For health centres, physiotherapy practices and cosmetic institutes. Anti-ageing, regeneration, tissue firming and special treatments, especially acne, striae, cellulite and body-contouring (e.g. slack abdomen). Also for sonophoresis.

Technical data: 230 Volt / 180 Watt. Intensity: 0 - 3 Watt / cm² infinitely variable. 1 MHz. Choice of continuous or impulse wave (1:5 and 1:10). Treatment heads either 2.5 cm² or 5 cm². Underwater treatment possible. Timer. Dimensions: 430 x 185 x 350 mm (WHD). Robust plastic casing. Colour: blue / grey.

*Ultrasound treatment:
A tried and tested, highly effective application
which can be learnt quickly and easily.*

*Ultraschall Behandlung:
Eine bewährte, gut wirksame Anwendung,
die schnell und einfach erlernbar ist.*




A tried and tested, highly effective method of treatment. Can be learnt quickly and easily. Detailed user manual included. Additional benefits through a wide range of uses. A component of differentiated cellulite treatment (DCI). Can easily be combined with many other applications.


SONO STYLER: for in-depth improvement of skin and service

Production and sales:

Weyergans High Care AG
An Gut Boisdorf 8 · D-52355 Dueren
Tel. +49-(0)24 21-96 78-0
Fax +49-(0)24 21-96 78-20
info@high-care.de · www.weyergans.com



A wide range of applications and numerous special treatments. Easy to combine with many other applications. Breites Anwendungsgebiet und zahlreiche Spezialbehandlungen. Gut kombinierbar mit vielen anderen Anwendungen.



Lifting, firming and toning, also as facial treatment. Liften, straffen und tonisieren auch in der Gesichtsbehandlung.